



coolpeel™

L'évolution du laser CO₂ : Peeling par SmartXide Punto

Coolpeel se démarque en Médecine esthétique

DEKA
Innate Ability

La référence en photorajeunissement non invasif


Les innovations techniques SmartXide Punto ainsi que les nombreuses modifications de ses paramètres ont permis de développer le traitement **COOLPEEL™**.

L'émission fractionnée du laser CO₂ à travers l'impulsion HP et le mode SPRAY permet une ablation superficielle avec un dommage thermique extrêmement contrôlé qui préserve les tissus environnants lors du traitement du visage. Cette action cible uniquement les couches cutanées superficielles et améliore l'aspect ainsi que le grain de la peau en lui donnant une apparence plus jeune et plus lumineuse.


Un traitement innovant sans éviction

Le traitement ablatif fractionné **COOLPEEL™** est le résultat de l'association de deux innovations fournies avec SmartXide Punto : l'impulsion exclusive "H-Pulse" et le mode de balayage "Spray". H-Pulse génère des impulsions brèves à des puissances de crêtes élevées et le mode Spray permet de balayer et délimiter la zone.

Le balayage "pseudo-aléatoire" de la zone permet d'éviter tout chevauchement des points de balayage et d'obtenir des structures plus homogènes (*DOTS*). Il permet d'obtenir une peau plus jeune et plus lumineuse. Il favorise également la stimulation et la production naturelle de collagène après seulement 5 à 15 minutes de traitement, entraînant seulement une rougeur temporaire qui nécessite peu de soins post-traitement.



Résultats cliniques



Traitement Cool Peel
Photos du **Dr Carey Neas**,
Médecin, Chirurgien plastique
(Etats-Unis)



Traitement Cool Peel
Photos du **Dr Emil A. Tanghetti**, **Médecin**,
Centre de dermatologie et chirurgie laser, Sacramento, Etats-
Unis



Le succès est entre vos mains

La simplicité du traitement **COOLPEEL™** est le fruit d'un large consensus parmi des groupes d'âge normalement sujets au photovieillissement et au chrono-vieillissement. L'action du laser CO2 permet ainsi d'obtenir une peau plus lumineuse et un meilleur grain de peau, en ciblant seulement les couches superficielles. La haute tolérabilité du traitement, sa faible durée, le délai de rétablissement de quelques heures et les résultats visibles dès la première séance participent à l'engouement du patient pour ce traitement et le motivent à effectuer d'autres séances.

Emil A. Tanghetti, Médecin

Dermatologue, Centre de dermatologie et de chirurgie laser - Sacramento (Etats-Unis)

“ Notre traitement CoolPeel™ réalisé avec le laser SmartXide Punto rend la peau plus saine et lui donne une apparence plus jeune. Coolpeel améliore non seulement la pigmentation de la peau mais également le grain de la peau sèche et/ou abîmée par le soleil et réduit les ridules ainsi que la taille des pores. Le traitement CoolPeel est uniquement réalisable avec la technologie SmartXide Punto qui, grâce à sa puissance de crête élevée, déclenche une forte action ablatrice dans le derme superficiel avec un délai de rétablissement court. Le traitement est donc simple et rapide.”

Nazanin Saedi, Médecin

Dermatologue, Centre de dermatologie et de chirurgie laser Jefferson, Philadelphie (Etats-Unis)

“ La grande polyvalence du SmartXide Punto est ce qui le rend unique. Je n'ai pas à "adapter" un type de patient au traitement CO2 que je propose. A la place, je n'ai plus qu'à sélectionner les paramètres adéquats qui, eux, s'adaptent à chacun de mes patients. Ainsi, en plus des patients qui désirent un raffermisssement cutané pour réduire les rides profondes, je peux également traiter de plus jeunes patients avec le CoolPeel. L'avantage de ce traitement est de pouvoir réaliser une ablation superficielle et obtenir des résultats permanents sur le grain de la peau avec un délai de rétablissement proche de zéro.

Le seul effet secondaire au traitement est une légère rougeur chez les patients qui dure environ une journée. Le traitement ne nécessite aucune interruption de leurs activités quotidiennes. La peau est plus lumineuse à peine trois jours après le traitement.”

coolpeel™

Cette brochure n'est pas destinée au marché des États-Unis.

DEKA
Innate Ability

Suivez nous sur



www.dekalaser.fr

Cachet du Revendeur :

Distribué par :



DEKA Laser France
4 Rue Paul Massimi
69007 Lyon

Tél. 04 78 62 71 48 : - Fax : 04 78 62 66 37

DEKA Innate Ability

Filiale du Groupe El.En., DEKA est un leader mondial dans la conception et fabrication de lasers et sources lumineuses pour applications dans le domaine médical. DEKA vend ses appareils dans plus de 80 pays à travers un vaste réseau de distributeurs internationaux ainsi que des bureaux directs en Italie, France, au Japon et aux USA. DEKA fabrique des dispositifs laser en conformité avec les spécifications de la Directive 93/42/CEE et son système d'assurance qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.